



MEDICINA ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL

INFRAROJO ST

El cabezal Lovely ST, es una fuente de luz pulsada que emite el infrarrojo cercano (800-1000nm) indicada para reafirmación de la piel, se presenta como una revolucionaria innovación en el campo de los tratamientos no invasivos de remodelación y reafirmación de la piel.

Se ha demostrado que estimula la actividad del fibroblasto, realineando las fibras de colágeno, en tratamiento de estrías y de otras imperfecciones de la piel.

El cabezal Lovely ST utiliza luz del infrarrojo cercano para conseguir un calentamiento dérmico profundo ideal. La optimización de los parámetros proporciona una distribución uniforme de la energía y actúa con eficacia sobre lípidos, agua y hemoglobina sin daño para la epidermis. Además estos parámetros permiten producir el incremento de calor necesario en el objetivo para inducir la neocolagenesis, a la vez que elimina la necesidad de enfriamiento antes, durante ó después del tratamiento.

Es importante como en todos los tratamientos realizar una buena historia clínica para valorar su indicación, pautas a seguir, posibles contraindicaciones, así como la combinación de tratamientos complementarios para mejorar los resultados.

Técnica que requiere la aplicación de gel para distribuir el calor de forma homogénea.

Tratamiento seguro e indoloro sin efectos secundarios ni baja para el paciente.

Duración del tratamiento de 30 minutos a 1hora dependiendo de la zona.

Intervalo entre sesiones es de 3 semanas aproximadamente.

Se puede combinar perfectamente con otros tratamientos.